



# Laboratório Física IV


## Experimento $e/m_e$

Profa. Clemencia Mora Herrera  
Prof. Helena Malbouisson


baseado nos slides do Prof. Dilson Damião para Est. da Matéria I

# Introdução

- Os raios catódicos são feixes de elétrons gerados ao aplicar uma alta tensão entre um cátodo (eletrodo negativo) e um ânodo (eletrodo positivo) em tubos de vácuo ou gas rarefeito.
- Eram utilizados nos aparelhos de televisão antigos.
- **O estudo desses raios levou à compreensão do elétron como uma partícula de massa muito pequena.**



# Determinação da razão carga-massa do elétron



$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$F_m = -evB$$

A aceleração ao qual está submetida a partícula é portanto

$$a = v^2/r$$


Logo temos que

$$evB = mv^2/r$$



ou

$$\frac{e}{m} = \frac{v}{Br}$$

# O campo magnético



Pode ser produzido por uma Bobina de Helmholtz



O campo magnético na região entre as bobinas é praticamente uniforme e dado por

$$B = \frac{[N\mu_0]IR^2}{[R^2 + (A/2)^2]^{3/2}}$$

Considerando  $A = R$  obtemos que

$$B = \frac{[N\mu_0]I}{(5/4)^{3/2}R}$$

# Energia do elétron e resultado da relação

Mas a energia de um elétron acelerado por uma diferença de potencial  $V$  é dada por

$$U = eV$$

E por conservação de energia, temos então que

$$eV = \frac{1}{2}mv^2$$

Logo

$$v = \left(\frac{e}{m}2V\right)^{1/2}$$

Ao substituir  $v$  e  $B$  na equação:

$$\frac{e}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{125VR^2}{32(N\mu_0 Ir)^2} = \mathcal{K} \frac{V}{I^2 r^2}$$


# Objetivo

- Obter a razão  $e/m_e$  a partir da medida de tensão dos eletrodos, corrente elétrica nas bobinas e raio da trajetória do feixe.


$$\frac{e}{m} = \frac{v}{Br} = \frac{125VR^2}{32(N\mu_0 Ir)^2} = \mathcal{K} \frac{V}{I^2 r^2}$$

$$\frac{e}{m} = \mathcal{K} \frac{V}{I^2 r^2} \Rightarrow KV = \frac{e}{m} I^2 r^2$$

# Montagem



# Aparelho: Pasco Model SE-9638




- Tubo com gás Hélio a baixa pressão  $P = 10^{-2} \text{ mm Hg}$
- Bobinas de Helmholtz com  $R=A = 15\text{cm}$  e  $N=130$  espiras:  
 $\Rightarrow B \text{ (Tesla)} = 7.80 \times 10^{-4} I \text{ (Ampère)}$
- Escala espelhada para medir o raio da trajetória circular

$$\mathcal{K} = \frac{125R^2}{32N^2\mu_0^2}$$

$$\mu_0 = 1,26 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

# Conexões



# Medição

- Tabela com corrente I, tensão V e raio medido a esquerda e direita  $r_e$  e  $r_d$ .

- 

Medida	Corrente (A)	Tensão (V)	raio à esquerda (cm)	raio à direita (cm)
1	1,28	193	4,5	4,4
2	1,40	252	4,3	4,2
3	1,63	285	4,4	4,2

# Gráficos e Análise

- Se deixaram o raio  $r$  constante:

- Graficar  $\mathcal{K}V \times I^2$

- Fazer MMQ e identificar  $e/m$  como o coeficiente angular

- Se não conseguiram deixar  $r$  fixo, pode ser feito o gráfico  $\mathcal{K}V \times I^2r^2$ .

$$\mathcal{K}V = \frac{e}{m} I^2 r^2$$

$$\mathcal{K} = \frac{125R^2}{32N^2\mu_0^2}$$

# Gráficos e Análise

